

ENDOZIME® AW PLUS

**DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO**

Contém 4 L

Especialmente desenvolvido para uso em lavadoras automáticas de instrumentos, máquinas ultrassônicas e imersão manual.

Preparação multienzimática

- Não espumante
- Não corrosivo
- pH neutro
- Ação contínua
- Não irritante
- Não afeta metais, plásticos, borracha ou tubos corrugados

Endozime® AW Plus é uma preparação enzimática desenvolvida para remoção de matéria orgânica por imersão manual, através de lavadoras automáticas, lavadoras esterilizadoras, ultrassônicas e lavadoras de fibroscópios. Dissolve e remove restos de proteína, gordura, muco e demais restos orgânicos impregnados de microorganismos de qualquer tipo de instrumental cirúrgico, mesmo os que possuam locais de difícil acesso, como instrumentos canulados, fórceps de biópsia e fibroscópios flexíveis (ex. gastroscópios, colonoscópios e broncoscópios).

Isto só é possível através da combinação de enzimas protease, amilase, lipase e carbohidrase, especialmente desenvolvidas para conferir efeito sinérgico instantâneo, que remove com segurança carga orgânica de qualquer instrumento.

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

CE RUHOF
An ISO registered company
THE RUHOF CORPORATION / BIO-MED DIVISION
323 SAGAMORE AVENUE, MINEOLA, NY 11001-1977
1-800-537-5463 • 016-294-0889 • Fax 016-294-6666
www.ruhof.com • ruhof@ruhof.com

Importador exclusivo para o Brasil
PLANitrade
Av. João Elustondo Filho, 375 - Porto Alegre/RS - Brasil
CEP: 91140-450 - Fone/Fax: 51 3558-8300
planitrade@planitrade.com.br - www.planitrade.com.br
Aut. Func. ANVISA nº 3.01381-8 - CNPJ: 90650097/0001-30

MODO DE USAR

USO MANUAL

1. Adicionar 4ml de **Endozime® AW PLUS** para cada litro de água a temperatura de 30°C a 45°C*.
2. Submergir os instrumentos na solução.
3. Deixar em contato com a solução por 2 minutos para remoção integral da carga orgânica e de seus contaminantes.
4. Enxaguar abundantemente com água.

EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS

1. Colocar **Endozime® AW Plus** diretamente no compartimento destinado ao produto de limpeza.
2. Diluir 2 ml de **Endozime® AW Plus** para cada litro de água a temperatura de 35°C a 50°C.
3. Seguir as recomendações do fabricante do equipamento.

*Para uso com água na temperatura ambiente, o serviço de saúde deverá validar o processo.

** Recomendações quanto à qualidade da água:

pH 6,0 - 9,5 / Dureza: máximo 400 mg/L CaCO₃ / Condutividade: máximo 900 uS/cm

IMPORTANTE: Após a remoção da matéria orgânica de qualquer artigo ou superfície com **Endozime® AW Plus**, empregue o processo de desinfecção ou esterilização específico, indicado pelo Ministério da Saúde.

UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO
A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA
PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA.

COMPOSIÇÃO:

Alcool isopropílico, Enzima do grupo das Amilases, Proteases, Lipases, Carbohidrases, Detergente não iônico derivado dos polialquilfenoltoxilados (2% p/p), Corante, Perfume e Água.

- Atividade Proteolítica mínima: 0,06 UPmL⁻¹.min⁻¹
- Atividade Amilolítica mínima: 0,01 UA.mL⁻¹.min⁻¹
pH produto puro: 6,0 - 8,0

Lote nº

Data de Fabricação:

Validade: 24 meses, a partir da data de fabricação.

- NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS

- MANTENHA O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL

- NÃO REUTILIZE AS EMBALAGENS VAZIAS

PRECAUÇÃO:

Não Ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância.

- Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

CIT (Centro de Informações Toxicológicas)

Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200

SAC (Serviço de atendimento ao consumidor): (51) 33586300

Nº do Registro do produto junto ANVISA/MS: 3.1381.0013.001-1

PRODUTO DE ORIGEM NORTE AMERICANA - MINEOLA - NY - EUA

