

ENDOZIME[®] BIO-CLEAN

Endozime[®] BIO-CLEAN

DETERGENTE ENZIMÁTICO DESENVOLVIDO PARA DISSOLVER POLISSACARÍDEOS DE ARTIGOS MÉDICOS CRÍTICOS E SEMI-CRÍTICOS.

-Compatível com todos os materiais de artigos médicos.
-Baixa espuma, pH neutro, não abrasivo, livre de resíduos.

INSTRUÇÕES DE USO:

LIMPEZA AUTOMÁTICA:

1. Colocar Endozime[®] Bio-Clean diretamente no compartimento destinado ao produto de limpeza.
2. Diluir 4mL de Endozime[®] Bio-Clean para cada litro de água a temperatura da água de 35°C a 50°C.
3. Seguir as recomendações do fabricante do equipamento.

LIMPEZA MANUAL:

1. Diluir 4mL de Endozime[®] Bio-Clean para cada litro de água* a temperatura 30°C a 45°C**.
2. Submergir os artigos ou instrumentais a serem limpos. Para endoscópios: Aspirar ou enxaguar o interior do canal antes de imergir na solução.
3. Deixar o instrumental submerso na solução por 2 minutos para remover a carga orgânica (carga orgânica mais pesada poderá necessitar mais tempo de molho).
4. Enxaguar o instrumental abundantemente com água.

*Recomendações quanto à qualidade da água:

pH 6,0 - 9,5 / Dureza: máximo 400 mg/L CaCos / Condutividade: máximo 900 uS/cm

** Para temperatura ambiente o tempo de imersão deverá ser validado de acordo com o protocolo de limpeza do hospital.

UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO
A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA
PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA.

COMPOSIÇÃO:

Alcool isopropílico, Enzima do grupo das Amilases,
Proteases, Lipases, Carbohidrases, Detergente
não iônico álcool etoxilado (2%ap),
Corante, Fragrância e Água.

- Atividade Proteolítica mínima: 0,06 UP.mL⁻¹.min⁻¹
- Atividade Amilolítica mínima: 0,03 UA.mL⁻¹.min⁻¹
pH produto puro: 6,0 - 8,0

Lote nº

Data de Fabricação:

Validade: 24 meses, a partir da data de fabricação.

CIT (Centro de Informações Toxicológicas)

Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139 9200

SAC (Serviço de atendimento ao consumidor): (51) 33586300

PRODUTO DE ORIGEM NORTE AMERICANA

MINEOLA - NY - EUA



ENDOZIME[®] BIO-CLEAN

DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

Contém 4 L

DETERGENTE MULTENZIMÁTICO

Limpa e prepara artigos médicos críticos e semi-críticos pela remoção completa da carga orgânica.

Aplicações Universais:

Recomendado para uso em todas as lavadoras automáticas, termodesinfectoras, ultrassônicas e para limpeza manual.

-Mistura de enzimas patenteadas desenvolvidas para remoção de carga orgânica – sangue, carboidrato, proteína, polissacarídeo, gordura, óleo, ácido úrico e outros componentes nitrogenados.

-Limpa superfícies onde germes, alérgenos ou microorganismos podem se esconder, crescer e proliferar.

Endozime[®] BIO-CLEAN é um detergente neutro multienzimático desenvolvido para atingir os polissacarídeos insolúveis permitindo a eliminação completa da carga orgânica dos artigos médicos críticos e semi-críticos.

Endozime[®] BIO-CLEAN é altamente recomendado para todos os endoscópios e artigos canalados. Pode ser utilizado para reprocessamento manual e também é extremamente efetivo para o uso em lavadoras de endoscópios, lavadoras termodesinfectoras e ultrassônicas, onde a camada polissacarídica também pode se estabelecer.

Este produto não é para ser usado como esterilizante ou desinfetante de alto nível, mas sim para descontaminar artigos médicos críticos e semi-críticos antes da esterilização ou desinfecção de alto nível.

ENDOZIME[®] BIO-CLEAN

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Importador exclusivo para o Brasil
PLANitrade

Av. João Elustondo Filho, 375 - Porto Alegre/RS - Brasil
CEP: 91140-450 - Fone/Fax: 51 3359.6300
planitrade@planitrade.com.br - www.planitrade.com.br
Aut. Func. ANVISA nº 3.01381-8 - CNPJ. 90050097/0001-30

Nº do Registro do produto junto à ANVISA/MS:
3.1381.0015.001-2