

# LIQUIZIME™

## Detergente Enzimático

**PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL  
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO  
ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

**Contém 4 L**

Preparação multienzimática levemente alcalina, especialmente desenvolvida para uso em lavadoras automáticas de instrumentos, máquinas ultrassônicas e imersão manual.

**Liquizime™** é uma preparação multienzimática levemente alcalina à base de enzimas amilase, lipase, protease e carbohidrase, desenvolvida para remoção integral de toda matéria orgânica. Dissolve e remove com segurança: sangue, proteína, amido, gordura, muco e demais restos orgânicos.

**Liquizime™** é uma solução alcalina que previne o depósito de substância mineral provenientes de tubulações antigas ou de locais que possuam água com alto teor de minerais (água dura).

**Liquizime™** possui ação emulsificante que garante a limpeza completa dos artigos cirúrgicos sendo eliminado por enxague simples.

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO  
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

 **RUHOF**  
*An ISO registered company*  
**THE RUHOF CORPORATION** / BIO-MED DIVISION  
393 SAGAMORE AVENUE, MINEOLA, NY 11501-1977  
1-800-537-4463 • (516) 244-2888 • Fax: (516) 244-6466  
www.ruhof.com • ruhof@ruhof.com

Importador exclusivo para o Brasil  
  
Av. João Elustondo Filho, 375 - Porto Alegre/RS - Brasil  
CEP 91140-450 - Fone/Fax: 51 3358.6300  
planitrade@planitrade.com.br - www.planitrade.com.br  
Aut. Func. ANVISA nº 3.01381-8 - CNPJ. 90069097/0001-30

## MODO DE USAR

### USO MANUAL

1. Adicionar 8mL de **Liquizime™** para cada litro de água\* a temperatura de 30° a 45°C
2. Submergir os instrumentos na solução.
3. Deixar em contato com a solução por 5 minutos para remoção integral da carga orgânica e de seus contaminantes.
4. Enxaguar abundantemente com água\*.

### EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS

1. Colocar **Liquizime™** diretamente no compartimento destinado ao produto de limpeza.
2. Diluir 4mL de **Liquizime™** para cada litro de água\* a temperatura de 35°C a 50°C.
3. Seguir as recomendações do fabricante do equipamento.

\* Recomendações quanto à qualidade da água:

pH 6,0 - 9,5 / Dureza: máximo 400 mg/L CaCq / Condutividade: máximo 900 uS/cm

\*\* Para temperatura ambiente o tempo de imersão deverá ser validado de acordo com o protocolo de limpeza do hospital.

**IMPORTANTE:** Após a remoção da matéria orgânica de qualquer artigo ou superfície com **Liquizime™**, empregue o processo de desinfecção ou esterilização específico, indicado pelo Ministério da Saúde.

UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO  
A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA  
PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA.

**COMPOSIÇÃO:**  
Alcool isopropílico, Enzima do grupo das Amilases, Proteases, Lipases, Carbohidrases, Tensioativo não iônico nonilfenol polietanol (2% p/p), Corante, Alcalinizante, Antioxidante e Água.

- Atividade Proteolítica mínima: 0,04 UPM.L<sup>-1</sup>.min<sup>-1</sup>  
- Atividade Amilolítica mínima: 0,01 UA.mL<sup>-1</sup>.min<sup>-1</sup>  
pH produto puro: 8,0 - 10,0

Lot# n°  
Data de Fabricação:  
Validade: 24 meses, a partir da data de fabricação.

-NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS  
-MANTENHA O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL  
-NÃO REUTILIZE AS EMBALAGENS VAZIAS

### PRECAUÇÃO:

Não ingerir! Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

### PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância.  
-Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

CIT (Centro de Informações Toxicológicas)  
Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200  
SAC (Serviço de atendimento ao consumidor): (51) 33586300

**Nº do Registro do produto junto ANVISA/MS: 3.1381.0010.001-5**

PRODUTO DE ORIGEM NORTE AMERICANA - MINEOLA - NY - EUA

