

PREPZYME® FW

**DETERGENTE ENZIMÁTICO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

**PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO**

**SPRAY MULTIENZIMÁTICO UMECTANTE PARA PRÉ-LIMPEZA
E TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL**

Desenvolvido para a pré-limpeza de superfícies. Forma uma barreira de retenção de umidade por tempo prolongado, prevenindo a aderência da matéria orgânica em instrumental e endoscópio. Perfeito para uso em blocos cirúrgicos, salas de endoscopia, ambulatórios, consultórios dentários e outros locais em que os instrumentais serão transportados para serem processados.

- Não forma aerossol
- Mantém os instrumentais úmidos por longo tempo
- Perfeito para instrumental que permanece sujo durante a noite ou durante o final de semana
- Compatível com termodesinfectoras
- Seguro para todos os instrumentais e endoscópios

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Importador exclusivo para o Brasil
PLANITrade
Av. João Elustondo Filho, 375 - Porto Alegre/RS - Brasil - CEP 91140-450
Fone/Fax: 51 3358.6300 - planitrade@planitrade.com.br
www.planitrade.com.br
Aut. Func. ANVISA nº 0.01361-8 - CNPJ. 00.050.097/0001-30

CE RUHOF
An ISO registered company
THE RUHOF CORPORATION - BIO-MED DIVISION
393 SAGAMORE AVENUE, MINEOLA, NY 11501 - 1977
1-800-637-8463 • (516) 294-6689 • Fax (516) 248-6456
www.ruhof.com • ruhof@ruhof.com

Contém 950mL

Prepzyme FW é o spray umectante que cobre suavemente o instrumental, mantendo-o úmido por longo tempo.

Prepzyme FW facilita e otimiza o tempo de limpeza, ajudando a prevenir o ressecamento de matéria orgânica da superfície e/ou lumens de instrumentais e endoscópios, principalmente quando levarão muito tempo para serem reprocessados.

INDICAÇÕES DE USO:

1. Aplicar **Prepzyme FW** diretamente nos instrumentais e endoscópios contaminados imediatamente após o uso.
2. Deixar os instrumentais em contato com o **Prepzyme FW** até que possam ser limpos. Se toda a superfície estiver completamente coberta com o produto não é necessário reaplicação.
3. Enxaguar os instrumentais antes do processo de limpeza.

A REUTILIZAÇÃO DO PRODUTO PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA. PRODUTO PRONTO PARA USO

- NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS
- MANTENHA O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL
- NÃO REUTILIZE AS EMBALAGENS VAZIAS

PRECAUÇÃO:

Não Ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

COMPOSIÇÃO: Enzima do grupo das Proteases e Lipases, Tensoativo álcool etoxilado (2% p/p), umectante, espessante, corante e água.

- Atividade Proteolítica mínima: 0,023 UP.mL⁻¹.min⁻¹
pH produto puro: 6,0 - 8,0

Lote nº
Data de Fabricação:
Validade: 24 meses, a partir da data de fabricação.



CIT (Centro de Informações Toxicológicas)
Fone: 0800 721 3000 ou (51) 2139.9200
SAC (Serviço de atendimento ao consumidor): (51) 33586300

**Número do Registro do Produto
junto à ANVISA/MS: 3.1381.0016.001-8**